


扩增子测序步骤：

1.打开mobaxterm软件



点击

 Start local terminal

输入：ssh amplicon@cgt-ubuntu0 密码：123456 （屏幕不显示，直接输，输完回车）

要保证输入法是英文

在界面输入ll 可查看当前目录下的内容

00.db是索引文件夹，01.sh是脚本，可以利用

mkdir 你自己的文件名字，就可以建立一个新的文件夹

eg: mkdir 02.HEK293VSV

```
(base) amplicon@cgt-ubuntu0:~$ mkdir 02.HEK293VSV
(base) amplicon@cgt-ubuntu0:~$ ll
total 104
drwxr-x--- 9 amplicon amplicon 4096 12月 9 14:18 ./
drwxr-xr-x 5 root      root    4096 12月 2 15:04 ../
drwxrwxr-x 4 amplicon amplicon 4096 12月 9 14:06 00.db/
drwxrwxr-x 2 amplicon amplicon 4096 12月 9 14:10 01.sh/
drwxrwxr-x 2 amplicon amplicon 4096 12月 9 14:18 02.HEK293VSV/
drwxrwxr-x 31 amplicon amplicon 4096 12月 9 13:13 anaconda3/
-rw----- 1 amplicon amplicon 220 12月 9 09:32 .bash_history
-rw-r--r-- 1 amplicon amplicon 220 12月 2 15:04 .bash_logout
-rw-rw-r-- 1 amplicon amplicon 81 12月 9 09:32 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 amplicon amplicon 4258 12月 9 09:31 .bashrc
drwx----- 4 amplicon amplicon 4096 12月 9 13:00 .cache/
drwxrwxr-x 2 amplicon amplicon 4096 12月 9 13:00 .conda/
-rw-rw-r-- 1 amplicon amplicon 23 12月 9 13:09 .condarc
drwxr-xr-x 3 amplicon amplicon 4096 12月 2 15:05 .config/
-rw-r--r-- 1 amplicon amplicon 14965 12月 2 15:04 .face
lrwxrwxrwx 1 amplicon amplicon 5 12月 2 15:04 .face.icon -> .face
-rw----- 1 amplicon amplicon 20 12月 9 14:05 .lessht
-rw-r--r-- 1 amplicon amplicon 807 12月 2 15:04 .profile
-rw----- 1 amplicon amplicon 12369 12月 9 14:10 .viminfo
-rw----- 1 amplicon amplicon 171 12月 9 14:15 .Xauthority
```

当前目录下就会产生一个名为这个的文件夹，利用filezilla，将扩增子测序得到的fa文件传到这个文件夹下后，输入

cd 02.HEK293VSV

即可进入当前文件夹，并运行

```
(base) amplicon@cgt-ubuntu0:~$ cd 02.HEK293VSV/  
(base) amplicon@cgt-ubuntu0:~/02.HEK293VSV$ ll  
total 0
```

nohup bash /home/amplicon/01.sh/01.bowtie_human_pretRNA.sh &

就能在当前文件夹下生成所需结果